


Fumonisin (FUM)



Fumonisin B1, C₃₄H₅₉NO₁₅, Molekulargewicht 721.83 g/mol

aokin Standards (fest)	
aokin Standard FUM B1 , 1 mg	Bestellnr.: CH-51-S1
aokin Standard FUM B1 , 5 mg	Bestellnr.: CH-51-S5
aokin Standard FUM B2 , 1 mg	Bestellnr.: CH-52-S1
aokin Standard FUM B2 , 5 mg	Bestellnr.: CH-52-S5

aokin Standards (flüssig)	
aokin Standard FUM B1 , 1 ml (100 µg/ml) in 50/50 Acetonitril/Wasser v/v	Bestellnr.: CH-51-L1-100
aokin Standard FUM B1 , 5 ml (100 µg/ml) in 50/50 Acetonitril/Wasser v/v	Bestellnr.: CH-51-L5-100
aokin Standard FUM B2 , 1 ml (100 µg/ml) in 50/50 Acetonitril/Wasser v/v	Bestellnr.: CH-52-L1-100
aokin Standard FUM B2 , 5 ml (100 µg/ml) in 50/50 Acetonitril/Wasser v/v	Bestellnr.: CH-52-L5-100

aokin Antikörper	
aokin Monoklonaler Antikörper FUM B1 (KLon 1), 200 µg in TRIS Citrat	Bestellnr.: AB-05-01

Fumonisin (FUM)

aokin FUM-Protein Konjugate	
aokin Konjugat FUM B1- BSA (Rinderserumalbumin) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-05-BSA
aokin Konjugat FUM B1- KLH (Keyhole Limpet Hemocyanine) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS/ NaCl	Bestellnr.: CJ-05-KLH
aokin Konjugat FUM B1- OVA (Ovalbumin) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-05-OVA
aokin Konjugat FUM B1- RPE (R-Phycoerythrin) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-05-RPE

aokin ImmunoClean Säulen	
aokin ImmunoClean C FUM (25 Stück / Packung)	Bestellnr.: IC-C-05-25
aokin ImmunoClean C+ FUM (25 Stück / Packung)	Bestellnr.: IC-C+-05-25
aokin ImmunoClean CF FUM (25 Stück / Packung)	Bestellnr.: IC-CF-05-25
aokin ImmunoClean M FUM (50 Stück / Packung)	Bestellnr.: IC-M-05-50

aokin ReferenzMatrixMaterialien

aokin AG
Robert Rössle Str. 10
D-13125 Berlin / Germany

Telephone: +49 (0)30 9489 2160
Fax : +49 (0)30 9489 2161

web:
<http://www.aokin.com>
mail: info@aokin.com