


Zearalenon (ZON)



Zearalenone: C₁₈H₂₂O₅, Molekulargewicht: 318,36 g/mol

aokin Standards (fest)	
aokin Standard ZON , 1 mg	Bestellnr.: CH-01-S1
aokin Standard ZON , 5 mg	Bestellnr.: CH-01-S5

aokin Standards (flüssig)	
aokin Standard ZON , 1 ml (100 µg/ml) in Acetonitril	Bestellnr.: CH-01-L1-100
aokin Standard ZON , 5 ml (100 µg/ml) in Acetonitril	Bestellnr.: CH-01-L5-100

aokin Antikörper	
aokin Monoklonaler Antikörper ZON (Klon 1), 200 µg in PBS	Bestellnr.: AB-01-01

aokin ZON Protein-Konjugate	
aokin Konjugat ZON- BSA (Rinderserumalbumin) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-01-BSA
aokin Konjugat ZON- HRP (Meerrettichperoxidase) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-01-HRP
aokin Konjugat ZON- KLH (Keyhole Limpet Hemocyanine) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS/ NaCl	Bestellnr.: CJ-01-KLH
aokin Konjugat ZON- OVA (Ovalbumin) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-01-OVA
aokin Konjugat ZON- RPE (R-Phycoerythrin) , 500 µl (≈ 1 mg/ml) in PBS	Bestellnr.: CJ-01-RPE

Zearalenon (ZON)

aokin ImmunoClean Säulen	
aokin ImmunoClean C ZON (25 Stück/ Packung)	BestellNr.: IC-C-01-25
aokin ImmunoClean C+ ZON (25 Stück/ Packung)	BestellNr.: IC-C+-01-25
aokin ImmunoClean CF ZON (25 Stück/ Packung)	BestellNr.: IC-CF-01-25
aokin ImmunoClean M ZON (50 Stück/ Packung)	BestellNr.: IC-M-01-50

aokin QuickClean Säulen	
aokin QuickClean ZON (100 Stück/ Packung)	BestellNr.: QC-01-100

aokin mycontrol	
aokin mycontrol ZON (20 Messungen)	BestellNr.: MY-QC-01-20
aokin mycontrol ZON (100 Messungen)	BestellNr.: MY-QC-01-100

aokin ReferenzMatrixMaterialien

aokin AG
Robert Rössle Str. 10
D-13125 Berlin / Germany

Telephone: +49 (0)30 9489 2160
Fax : +49 (0)30 9489 2161

web:
<http://www.aokin.com>
mail: info@aokin.com